




ミリオくんと覚える

# ミリオペン®の使い方 ナビ

ミリオペン®に食べ物(例：ブドウ糖補助食品)や飲み物などの汚れや異物が付かないよう保管に注意しましょう。

ブドウ糖補助食品が付着したダイアル



ダイアル



ミリオペン®のダイアルに汚れや異物が付くと、注入ボタンが押しにくくなったり、押せなくなることがあります。

もし、このようなことがあったら、  
すぐに使用を中止して主治医にご相談ください。

- 注射する前は必ず手を洗うようにしましょう。



ミリオペン®はいつも清潔に扱きましょう!



\* ミリオペン®には「ヒューマログ®注ミリオペン®」「ヒューマログ®ミックス25注ミリオペン®」「ヒューマログ®ミックス50注ミリオペン®」「ヒューマログ®N注ミリオペン®」がございます。

## Lilly Answers

日本イーライリリー医薬情報問合せ窓口 リリーアンサーズ  
(一般の方・患者様向け)  
0120-245-970 \*1 078-242-3499 \*3

\*1 通話料は無料です。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。 \*2 祝祭日及び当社休日を除きます。また、年末年始の休日を除きます。 \*3 フリーダイヤルでの接続が出来ない場合、この電話番号にお掛けください。尚、通話料はお客様負担となります。

〈当社製品に関するお問合せ〉

- 受付時間 月曜日～金曜日 8:45～17:30 \*2

〈当社注入器に関するお問合せ〉

- 受付時間 月曜日～土曜日 8:45～22:00 \*2
- 上記時間外は音声ガイダンスにて対応しています