

ここがポイント! バイエッタ®ペン



使用開始後の
バイエッタ®ペンの
保管について

使用開始後は25℃以下で保管しましょう。

夏場など25℃を超える場合には、直射日光を避け、冷所（冷蔵庫等）で保管しましょう。



■ 冷蔵庫で保管しても、製剤の安定性やバイエッタ®ペンの機能に問題ないことが確認されています。

- 注射針をつけたまま保管しないでください。
- お子様の手の届く場所には保管しないでください。

バイエッタ®ペンを冷蔵庫で保管するときは、凍結を避けるために冷凍庫の中や冷気の吹き出し口の近くに置かないでください。また、凍結したバイエッタ®ペンは使用せず、廃棄してください。

凍結しないように注意しましょう。



冷凍庫には
入れない



冷気の吹き出し口の
近くは避ける

- 一度凍結したバイエッタ®ペンを融かしても期待する効果が得られないことがあります。
- 凍結するとゴム栓に亀裂が発生したり、ペンが破損することがあります。

● 冷蔵庫内を「強冷」に設定した場合なども、凍結する可能性があるので注意しましょう。

未使用のバイエッタ®ペンの保管

- 未使用のバイエッタ®ペンは冷蔵庫で保管してください。
- 医療機関から処方されたバイエッタ®ペンは高温にならないよう気をつけていただいた上で、なるべく早めにお持ち帰りください。

お問い合わせ先

Lilly Answers

日本イーライリリー医薬情報問合せ窓口 リリーアンサーズ
(一般の方・患者様向け)

0120-245-970 ※1
078-242-3499 ※2

〈当社製品に関するお問合せ〉

● 受付時間: 月曜日～金曜日 8:45～17:30 ※3

〈当社注入器に関するお問合せ〉

● 受付時間: 月曜日～土曜日 8:45～22:00

※1 通話料は無料です。
携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

※2 フリーダイヤルでの接続が出来ない場合、
この電話番号におかけください。

※3 祝祭日および当社休日を除きます。